



Gentile paziente,
al fine di farle avere dei risultati ottimali per le sue analisi di laboratorio, la invitiamo a seguire attentamente le seguenti indicazioni:

**Istruzioni per la corretta raccolta dei campioni per la
RICERCA DEL SANGUE OCCULTO NELLE FECI**

- Utilizzare l'apposito recipiente consegnato dalla segreteria;
- Per la raccolta seguire i passaggi elencati:

1. Mantenere la provetta di raccolta verticalmente ed estrarre l'applicatore svitando il tappo blu. Fare attenzione a non versare la soluzione di diluizione dalla provetta di raccolta.

2. Raccogliere circa 50 mg di feci inserendo l'applicatore in almeno 6 punti differenti del campione di feci raccolto. Evitare di porzionare il campione di feci.

N.B.: assicuratevi di inserire l'applicatore in almeno 6 punti differenti del campione di feci. **NON** inserire nuovamente l'applicatore nella provetta durante la raccolta dei 6 volumi di campione necessari. Fare attenzione a non versare il fluido dalla provetta di raccolta. La qualità del campione e il rispetto di tali procedure influenzerà il risultato del test.

3. Una volta raccolta la quantità di campione sufficiente, inserire nuovamente l'applicatore all'interno della provetta insieme al campione raccolto e chiudere con fermezza il tappo blu.

4. Agitare la provetta al fine di mescolare meticolosamente la soluzione ed il campione.

- Lasciare il contenitore in frigorifero (2-8°C) ben sigillato e portarlo entro 72 ore presso il nostro laboratorio entro l'orario di accettazione;
- Non eseguire il test durante il ciclo mestruale, in presenza di emorroidi sanguinanti o con perdita di sangue nelle urine;
- Il campione può essere consegnato in laboratorio dal lunedì al sabato dalle ore 07.00 alle 10.30 o la domenica dalle 08:00 alle 09:30

